

curasan AG baut Vertriebsnetz in Europa aus

Die im General Standard notierte curasan AG hat zum 1. Februar 2012 eine neue Position für den aktiven Ausbau des europäischen Vertriebsnetzes im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie geschaffen.

Als Director International Sales Orthobiologics wird ab sofort Lee McCann, BSc Business Administration (North West University of Applied Science, London, U.K.), für das Unternehmen tätig sein.

Er bringt für seine neue Aufgabe neben einer fundierten Kenntnis des Orthobiologics-Marktes umfangreiche Erfahrung im internationalen Vertrieb und in der Unternehmensentwicklung mit. Diese Tätigkeiten hat er als Development Manager Europa im Wirbelsäulenbereich und als internationaler Marketingleiter für marktführende Wettbewerber wie Orthovita Inc., Malvern, PA, USA, und Apatech Ltd., London, U.K., bereits ausgeübt.

Dabei hat er erfolgreich ein internationales Vertriebsnetzwerk für Medizinprodukte aufgebaut und die Distributoren in Folge motiviert und unterstützt.

„Für den Vertrieb in den wichtigsten europäischen Ländern werden wir mit nationalen Partnern zusammenarbeiten. Um hierfür die richtigen Firmen auszuwählen und Verträge mit

ihnen abzuschließen, bedarf es besonderer Erfahrungen“, so Hans Dieter Rössler, Vorstandsvorsitzender der curasan AG.

„Mit Lee McCann haben wir einen Profi eingestellt, der dies bereits wiederholt im Orthopädie-markt erfolgreich umgesetzt hat. Aufgrund seiner spezifischen Branchenkenntnis und internationalen Erfahrung soll noch in diesem Jahr mit den Vertriebsaktivitäten in den wichtigsten europäischen Märkten begonnen werden.“

curasan AG

Lindigstraße 4
63801 Kleinostheim
Tel.: 06027 40900-0
Fax: 0602740900-29
info@curasan.de
www.curasan.de



Schlank geformt und der Taping-Technik nachempfunden



Zur funktionellen Therapie von Sprunggelenksverletzungen bietet BSN medical die neue, schlank geformte Tricodur TaloStep Sprunggelenkorthese an. Sie stabilisiert das obere Sprunggelenk, entlastet die verletzten Bänder durch Korrektur der Fußstellung und komprimiert die betroffene Gelenkregion. Der Fuß wird mit Hilfe eines einzigartigen, dem Taping nachempfundenen Gurtverschlussystems sicher und rutschfest positioniert. Die anatomisch geformten, herausnehmbaren Kunststoffschalen sind mit einem 3D-Gel beschichtet und können gekühlt werden. Tricodur TaloStep unterstützt die frühzeitige Mobilisation des Patienten, um den Heilungsprozess zu fördern und Immobilisationsschäden vorzubeugen, und ist geeignet für folgende Indikationen:

Bänder- und Kapselverletzungen des oberen Sprunggelenks (z. B. Bandrupturen, Zerrungen, Distorsionen), chronische Sprunggelenkinstabilität, leichte Weichteilverletzungen und akute chronische und entzündliche Ödeme.

Die flachen, anatomisch geformten Stabilisierungsschienen verhindern die Supination. Zudem sind die herausnehmbaren Schienen mit einem 3D-Gel beschichtet. Der Knöchel wird damit weich gepolstert und die Entstehung von Druckstellen minimiert. Das innovative Zugbandsystem erzielt einen sicheren

Hold: Ein unelastisches, rotes Band zieht den Fuß in eine leichte Pronation, was die Außenbänder entlastet. Ein elastisches, graues Zugband wird zur Fixierung um das Gelenk geführt und komprimiert gleichzeitig den Fuß. So erhält die gesamte Gelenkregion Stabilität – dem Talusvorschub wird vorgebeugt. Die Kompression trägt zur Erhöhung der Blutzirkulation und zur Reduktion von Ödemen und Hämatomen bei. Dies unterstützt auch die Schmerzlinderung.

Die Sprunggelenkorthese trägt aufgrund des flachen, eng anliegenden Designs nur wenig auf und passt in normales, festes Schuhwerk. Der Fuß gleitet leicht in die Orthese und findet wie beim Anziehen von Strümpfen gleich seine Position. Beide Stabilisierungsschienen können gekühlt werden, um über den Kühleffekt den Rückgang von Schwellungen zu beschleunigen. Die den Fuß umschließenden Materialien sind weich, atmungsaktiv und zudem latex- und neoprenfrei – so wird ein guter Abtransport von Feuchtigkeit gewährleistet, die Haut bleibt kühl und trocken.

Drei Doppelgrößen (XS/S, M/L, XL/XXL) für rechts und links versorgen einen Knöchelumfang von 19 bis 28,5 cm. Die Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis lautet 23.02.02.1031.

BSN medical GmbH

Quickbornstraße 24
20253 Hamburg
Tel.: 040 4909-909
Fax: 040 4909-6666
info@bsnmedical.de
www.bsnmedical.de

Alle Beschreibungen sind Angaben des Herstellers entnommen.